

# Med FLOWMARKER er det enkelt å se hvordan luften beveger seg.

Med røyk er det enkelt å vise hvordan luftbevegelse er i et rom eller i en sikkerhetsbenk. Her kan man virkelig snakke om at et bilde sier mer enn 1000 ord. Skal man demonstrere hvorfor en sikkerhetsbenk er nettopp det til nye medarbeidere, så er det enkelt å gjøre det med en FlowMarker.

Problemet med røykpatroner er at de ofte inneholder etsende stoffer som lett setter flekker, og som generer en røyk som kan irritere luftveiene.

FlowMarker benytter SAFEX vannbaserte væske til å generere røyk. Denne har vært i bruk innen film og teater i over 20 år, og den har en rekke internasjonale godkjenninger. Røyken er partikkelfri og egner seg godt for testing av rene rom.

FlowMarker leveres komplett i en hendig støtsikker koffert. Det er enkelt å etterfylle med røykvæske fra trykkflasken. Den medfølgende flasken på 72 ml røykvæske holder til 4-5 fyllinger og gir ca. 2000 ganger med røyk i 3 sekunder.

Du kan velge om du vil kjøpe FlowMarker eller leie den av oss ved behov.

FlowMarker er levert til norske sykehus, farmasøytisk industri og tekniske konsulenter.



**Kat. nr. 10D70 FlowMarker komplett i koffert: Pris: Kr. 26.950,-**

**Kat. nr. 10T50 FlowMarker SAFEX røykvæske 72 ml:**

**Pris: Kr. 725,-**

**Leie av FlowMarker: 1 dag - Pris Kr. 950,-**

**1 uke - Pris Kr. 3.250,-**

Prisene er eks. MVA og 1 % miljøgebyr, fob Oslo.

**Vi leverer alt du trenger til laboratoriet,  
inkludert god service !**