

Syrer fra Fisher Scientific til bla. ICP og AA

Produkt oversikt

Velg fra ett komplett utvalg :

- Sikre og passende pakningsstørrelser.
- Reagenser av høyeste kvalitet.
- Velg mellom Optima®, Trace Metal® Grade og Primar Plus®, i følge din applikasjon.
- Komplette spesifikasjoner og analyse sertifikat er tilgjengelige.



Description	Pack size	Optima® as low as 1-100 ppt level detection	Trace Metal® Grade 1 ppb level detection	Primar Plus® 1-10 ppb level detection
Acetic acid glacial min. 99%	250mL	A/0415/07		A/0411/PB07
	500mL	A/0415/08	A/0418/PB08	A/0411/PB08
	1L	A/0415/15	A/0418/PB15	A/0411/PB15
	2.5L			A/0411/PB17
Ammonia solution 20-22%	250mL	A/3365/07		
	500mL	A/3365/08	A/3362/08	
	1L	A/3365/15		
Hydrobromic acid 44-49%	500mL	H/0955/08		
Hydrochloric acid 32-35%	250mL	H/1205/07		H/1196/PB07
	500mL	H/1205/08	H/1202/PB08	H/1196/PB08
	1L	H/1205/15	H/1202/PB15	H/1196/PB15
	2.5L			H/1196/PB17
Hydrofluoric acid 47-51%	250mL	H/1435/07		
	500mL	H/1435/08	H/1432/08	
	1L	H/1435/15		
Hydrogen peroxide 30-32%	500mL	H/1830/08		
Nitric acid 67-70%	250mL	N/2275/07		
	500mL	N/2275/08	N/2273/PB08	N/2272/PB08
	1L	N/2275/15	N/2273/PB15	N/2272/PB15
	2.5L			N/2272/PB17
Perchloric acid 65-71%	250mL	P/1295/07		
	500mL	P/1295/08	P/1292/PB08	
	1L	P/1295/15	P/1292/PB15	
Sulfuric acid 93-98%	250mL	S/9225/07		S/9231/PB07
	500mL	S/9225/08	S/9232/PB08	S/9231/PB08
	1L	S/9225/15	S/9232/PB15	S/9231/PB15
	2.5L			S/9231/PB17
Water	500mL	W/0115/08		
	1L	W/0115/15		